

サイトケラチン20 (Ck20) ウサギモノクローナル抗体 (Wb、Ihc-P、Elisa用) - P35900

商品番号: CM0002098

前書き

Cytokeratin 20 (CK20) ウサギmAbは、WB、IHC-P、ELISAで検証済みです。ヒトおよびラットCK20（～48 kDa）を認識し、腸上皮およびメルケル細胞で発現します。消化管研究およびIHCマーカー研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	サイトケラチン20 (CK20) ウサギmAb
備考/別名	K20; CD20; KRT20; CK-20; KRT21; Cytokeratin 20 (CK20)
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	54474
遺伝子ID	54474
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	P35900
タンパク質分子量	48 kDa
輸送	保冷バッグ