

Dab2Ip ウサギ Pab - Q5Vwq8

商品番号: CM0019581

前書き

シグナル伝達経路、アポトーシス、腫瘍抑制に関与する足場タンパク質DAB2IPに対する高品質なウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびラットサンプルにおけるWB、IF/ICC、ELISAでの使用が検証されています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DAB2IP ウサギ pAb
備考／別名	AIP1; AIP-1; AF9Q34; DIP1/2; DAB2IP
種	ヒト
GeneID (ヒト)	153090
GeneID	153090
免疫原	組換えタンパク質（ヒトDAB2IPのアミノ酸205～320に相当する配列を含む組換え融合タンパク質（NP_619723.1））
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q5VWQ8
タンパク質分子量	132 kDa
輸送	保冷バッグ