

Dap ウサギポリクローナル抗体 (Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa用) - P51397

商品番号: CM0030232

前書き

CamelBioのDAPウサギポリクローナル抗体 (P51397) は、ウェスタンブロット、IHC-P、IF/ICC、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットで検証済み。アポトーシス、オートファジー、翻訳研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DAP ウサギポリクローナル抗体
備考/別名	DAP1; DAP
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1611
GeneID	1611
免疫原	ヒトDAPのアミノ酸1-102に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_004385.1)
宿主	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P51397
タンパク質重量	11kDa
配送	アイスバッグ