

Dazl ウサギ Pab - Q92904

商品番号: CM0013307

前書き

DAZL ウサギ
ポリクローナル抗体は、ヒト、マウス、ラットにおけるWB、IF-P、IHC-P、ELISA用に検証済みです。精子形成に必須のRNA結合タンパク質。精巣特異的発現。生殖生物学研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DAZL ウサギ pAb
備考/別名	DAZH; DAZL1; DAZLA; SPGYLA; DAZL
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1618
GeneID	1618
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	Q92904
タンパク質分子量	33kDa
輸送	氷袋