

Dcaf11 ウサギ Pab - Q8Teb1

商品番号: CM0021607

前書き

CUL4-DDB1

E3ユビキチンリガーゼ複合体の基質受容体であるDCAF11に対するウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのWBおよびELISAで検証済み。ユビキチン化経路の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DCAF11 ウサギ pAb
備考/別名	GL014; WDR23; PRO2389; DCAF11
種	ヒト
GeneID (ヒト)	80344
GeneID	80344
免疫原	ヒトDCAF11 (NP_079506.3) のアミノ酸1-170に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8TEB1
タンパク質分子量	62kDa
配送	アイスパック