

Ddx1 Rabbit Mab For Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q92499

商品番号: CM0010454



前書き

WB、IHC-

P、IP、ELISA用に検証された抗DDX1ラビットモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットとの交差反応性があります。転写、抗ウイルス応答、およびがん生物学におけるRNAヘリカーゼの役割の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DDX1 Rabbit mAb
備考/別名	DBP-RB; UKVH5d; DDX1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1653
GeneID	1653
免疫原	ヒト DDX1 (NP_004930.1) のアミノ酸441-740に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q92499
タンパク質分子量	82 kDa
配送	氷袋