


Ddx3 ウサギ Pab (Wb、If/Icc、Elisa用) - O00571

商品番号: CM0030384



前書き

ウェスタンブロット、IF/ICC、ELISA用のヒトDDX3 (O00571) を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。RNA代謝、翻訳調節、自然免疫シグナル伝達に関与しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DDX3 Rabbit pAb
備考/エイリアス	DBX; DDX3; HLP2; DDX14; CAP-Rf; MRX102; MRXSSB; DDX3X
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1654
遺伝子ID	1654
免疫原	ヒトDDX3 (NP_001347.3) のアミノ酸100-200以内の配列に対応する合成ペプチド
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O00571
タンパク質分子量	73kDa
配送	氷袋