


Ddx39A ウサギポリクローナル抗体（Wb・Elisa用） - O00148

商品番号: CM0012823



前書き

ウエスタンブロッティングおよびELISAで検証済みのDDX39A

ウサギポリクローナル抗体。マウスおよびラットと交差反応します。標的はmRNA輸出とスプライシングに関与するATP依存性RNAヘリカーゼです。核細胞質輸送やRNA代謝の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	詳細
製品名	DDX39A Rabbit pAb
別名	BAT1; DDXL; BAT1L; DDX39; URH49; DDX39A
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	10212
GeneID	10212
免疫原	ヒトDDX39A (NP_005795.2) のアミノ酸178-427番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	O00148
タンパク質分子量	49kDa
輸送方法	保冷剤