


Ddx50 ラビットポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa対応） - Q9Bq39

商品番号: CM0025593



前書き

ヒトDDX50 (GU2/GUB)

を標的とするラビットポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。RNA代謝および抗ウイルス制限因子の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DDX50 ラビット pAb
備考/別名	GU2; GUB; mcdrh; RH-II/GuB; DDX50
種	ヒト
GeneID (ヒト)	79009
GeneID	79009
免疫原	ヒトDDX50 (NP_076950.1) のアミノ酸1-135に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ラビット
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9BQ39
タンパク質分子量	83kDa
配送	氷袋