

Ddx51 ウサギ Pab - Q8N8A6

商品番号: CM0016080

前書き

WBおよびELISAで検証済みのDDX51ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットとの交差反応性があります。標的：ATP依存性RNAヘリケースDDX51、60Sリボソームサブユニットの生合成における重要な因子。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DDX51 ウサギ pAb
備考/別名	DDX51
種	ヒト
GeneID (ヒト)	317781
GeneID	317781
免疫原	ヒトDDX51 (NP_778236.2) のアミノ酸367-666に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8N8A6
タンパク質分子量	72kDa
配送	アイスバッグ