

## Ddx55 ウサギ Pab（Wb、Elisa用） - Q8Nhq9

商品番号: CM0018961

### 前書き

ウエスタンブロットおよびELISA用のDDX55ウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスのDDX55（rRNAプロセシングに関与するDEAD-box RNAヘリカーゼ）を検出します。リボソーム生合成研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                  |
|-------------|----------------------------------------------------|
| 製品名         | DDX55 ウサギ pAb                                      |
| 備考/別名       | DDX55                                              |
| 対象種         | ヒト                                                 |
| GeneID (ヒト) | 57696                                              |
| GeneID      | 57696                                              |
| 免疫原         | ヒトDDX55（NP_065987.1）のアミノ酸1-360に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 由来          | ウサギ                                                |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                          |
| 適用          | WB、ELISA                                           |
| 交差反応性       | ヒト、マウス                                             |
| SWISS       | Q8NHQ9                                             |
| タンパク質分子量    | 69kDa                                              |
| 発送          | 保冷バッグ                                              |