

Decr1 ウサギ Pab - Q16698

商品番号: CM0012845



前書き

DECRI ウサギ pAbは、ヒト、マウス、ラットのDECRI（ミトコンドリア2,4-ジエノイル-CoA還元酵素）を標的とするWBおよびELISA用のポリクローナル抗体です。脂肪酸代謝研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DECRI ウサギ pAb
備考/別名	DECRI; NADPH; SDR18C1; DECRI
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1666
GeneID	1666
免疫原	組換えタンパク質 ヒトDECRI (NP_001350.1) のアミノ酸35〜335番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q16698
タンパク質分子量	36kDa
輸送方法	氷袋