


Decr2 ウサギポリクローナル抗体 (Pab) For Wb, Elisa - Q9Nui1

商品番号: CM0019133



前書き

WBおよびELISAで検証済みのDEC2ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットに反応。31 kDaのバンドを検出。標的はペルオキシソーム局在性2,4-ジエノイル-CoA還元酵素で、脂肪酸 β 酸化の補助酵素です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DEC2 ウサギ pAb
備考/別名	PD2CR; SDR17C1; DEC2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	26063
遺伝子ID	26063
免疫原	ヒトDEC2 (NP_065715.1) のアミノ酸140-240に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NUI1
タンパク質分子量	31kDa
発送	保冷バッグ