

Defb4A ウサギ Pab For Ihc-P, Elisa - O15263

商品番号: CM0018872



前書き

DEFB4A ウサギ pAbは、ヒトβ-ディフェンシン2を標的とするウサギポリクローナル抗体であり、IHC-PおよびELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性を示します。抗菌ペプチド研究および自然免疫研究に使用されます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DEFB4A ウサギ pAb
備考/別名	BD-2; SAP1; DEFB2; DEFB4; HBD-2; DEFB-2; DEFB102; DEFB4A
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1673
GeneID	1673
免疫原	組換えタンパク質 ヒトDEFB4A (NP_004933.1) のアミノ酸1-64に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	IHC-P, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	O15263
タンパク質分子量	7kDa
輸送	保冷バッグ