


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用DEKウサギMab - P35659

商品番号: CM0002369



前書き

ヒト、ラット用のWB、IHC-P、IF/ICC、ELISA対応DEKウサギモノクローナル抗体。核クロマチン制御因子DEK（43kDa）を標的とします。がんおよびクロマチン研究に最適です。 - P35659

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DEKウサギmAb
備考/別名	D6S231E; DEK
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7913
GeneID	7913
免疫原	ヒトDEK（P35659）のアミノ酸51-200に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	P35659
タンパク質分子量	43kDa
配送条件	氷袋