


Depdc6 ウサギポリクローナル抗体（Wb・Elisa対応） - Q8Tb45

商品番号: CM0025270



前書き

ウエスタンブロット（WB）およびELISAアプリケーションで検証済みの高品質DEPDC6ウサギポリクローナル抗体です。オートファジー研究に不可欠なmTORの主要な負の制御因子であるヒトおよびマウスDEPTORを検出します。IVD研究開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DEPDC6 Rabbit pAb
別名	DEP.6; DEPDC6
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	64798
免疫原	ヒトDEPDC6（NP_073620.2）のアミノ酸1-217に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q8TB45
タンパク質分子量	46kDa
輸送方法	氷袋梱包