

Wb、Elisa用デスミンウサギポリクローナル抗体 - P17661

商品番号: CM0013865

前書き

WBおよびELISAでバリデーション済みのデスミンウサギポリクローナル抗体。マウスと交差反応します。筋肉サルコメアの完全性に必須のIII型中間径フィラメントであるヒトデスミンを標的とします。心筋および骨格筋の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	デスミンウサギpAb
備考／別名	CSM1; CSM2; CDCD3; LGMD1D; LGMD1E; LGMD2R; Desmin
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1674
GeneID	1674
免疫原	ヒトデスミン (NP_001918.3) のアミノ酸1〜200に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	P17661
タンパク質分子量	54kDa
配送	保冷剤