

## Wb、Elisa用デスモコリン3（Dsc3）ウサギポリクローナル抗体 - Q14574

商品番号: CM0022180

### 前書き

ヒトデスモコリン3（DSC3）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロットおよびELISA applications向けに設計されています。ラットと交差反応します。デスモソーム接着および表皮バリアの完全性の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ     | 値                                                       |
|-----------|---------------------------------------------------------|
| 製品名       | デスモコリン3ウサギpAb                                           |
| 別名／エイリアス  | DSC; DSC1; DSC2; DSC4; CDHF3; HT-CP; デスモコリン3            |
| 種         | ヒト                                                      |
| 遺伝子ID（ヒト） | 1825                                                    |
| 遺伝子ID     | 1825                                                    |
| 免疫原       | ヒトデスモコリン3（NP_001932.2）の576～690番アミノ酸に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 由来        | ウサギ                                                     |
| カテゴリー     | ポリクローナル抗体                                               |
| 用途        | WB、ELISA                                                |
| 交差反応性     | ラット                                                     |
| SWISS     | Q14574                                                  |
| タンパク質分子量  | 100kDa                                                  |
| 輸送条件      | 保冷剤                                                     |