


## Wb、If-P、Ihc-P、Elisa用 Desmoplakin ウサギモノクローナル抗体 - P15924

商品番号: CM0007972



### 前書き

WB、IF-P、IHC-P、ELISAで検証済みのDesmoplakinウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットに反応。約332 kDaのデスモソームタンパク質を標的とし、細胞接着、心筋症、皮膚学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| 製品名         | Desmoplakin ウサギモノクローナル抗体                                        |
| 備考/別名       | DP; DCWHKTA                                                     |
| 種           | ヒト                                                              |
| GeneID (ヒト) | 1832                                                            |
| 免疫原         | ヒトDesmoplakin (NP_004406.2) のアミノ酸2609-2822に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。 |
| 由来          | ウサギ                                                             |
| カテゴリー       | モノクローナル抗体                                                       |
| 適用          | WB, IF-P, IHC-P, ELISA                                          |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット                                                      |
| SWISS       | P15924                                                          |
| タンパク質分子量    | 332kDa                                                          |
| 配送          | 保冷バッグ                                                           |