

WbおよびElisa用デストリンウサギモノクローナル抗体 - P60981

商品番号: CM0003481

前書き

WBおよびELISAアプリケーションで検証されたデストリンウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。アクチン脱重合および細胞骨格調節の調査に適しています。UniProt P60981。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Destrin Rabbit mAb
備考/別名	ADF; ACTDP; HEL32; bA462D18.2; Destrin
種	ヒト
GeneID (ヒト)	11034
GeneID	11034
免疫原	合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P60981
タンパク質分子量	19kDa
配送	アイスバッグ