


Wb、Ihc-P、Ip、Elisa用 Dgcr8 ウサギポリクローナル抗体 - Q8WYq5

商品番号: CM0019748



前書き

WB、IHC-

P、IP、ELISA用の高品質なDGCR8ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのDGCR8（86 kDa）を認識します。これは、miRNA生合成およびDNA修復に重要なマイクロプロセッサーの主要なサブユニットです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DGCR8 Rabbit pAb
備考/別名	Gyl; pasha; DGCRK6; C22orf12; DGCR8
種	ヒト
GeneID (ヒト)	54487
GeneID	54487
免疫原	ヒト DGCR8 (NP_073557.3) のアミノ酸180-340に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8WYQ5
タンパク質分子量	86kDa
配送	氷袋