

Wb、Elisa用 Dhfr ウサギMab - P00374

商品番号: CM0011415



前書き

WBおよびELISAで検証済みのDHFRウサギモノクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットのDHFR（21 kDa）を検出します。葉酸代謝、がん研究、薬剤耐性研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DHFR ウサギmAb
別名	DYR; DHFR1; DHFRP1; DHFR
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	1719
遺伝子ID	1719
免疫原	ヒトDHFR（NP_000782.1）のアミノ酸88～187番の配列に相当する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P00374
タンパク質分子量	21kDa
発送方法	保冷剤