


## Dhrs4 ウサギ Pab - Q9Btz2

商品番号: CM0018663



### 前書き

ウェスタンブロットおよびELISA用の高品質DHRS4ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのDHRS4（約30 kDa）を認識し、異物およびステロイド代謝に関与する脱水素酵素/還元酵素です。IVDアッセイ開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 仕様                                                               |
|-------------|------------------------------------------------------------------|
| 製品名         | DHRS4 ウサギ pAb                                                    |
| 備考/別名       | CR; NRDR; PHCR; PSCD; SDR-SRL; SDR25C1; SDR25C2; SCAD-SRL; DHRS4 |
| 種           | ヒト                                                               |
| GeneID (ヒト) | 10901                                                            |
| GeneID      | 10901                                                            |
| 免疫原         | 組換えタンパク質                                                         |
| 供給源         | ウサギ                                                              |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                                        |
| アプリケーション    | WB, ELISA                                                        |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット                                                       |
| SWISS       | Q9BTZ2                                                           |
| タンパク質分子量    | 30kDa                                                            |
| 配送          | 氷袋                                                               |