

ジゴキシン ウサギポリクローナル抗体 - Digoxin

商品番号: CM0019105

前書き

ジゴキシンを標的とするウサギポリクローナル抗体。
ドットプロット（DB）およびELISAアプリケーション
に対応します。種に依存しない反応性により、ジゴキ
シンモニタリング研究および診断アッセイ開発におい
て広範な用途を確保します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Digoxin Rabbit pAb
免疫原	化学化合物
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	DB, ELISA
交差反応性	種に依存しない
配送	アイスバッグ