

ジメチル-Eef1A-K55 (P68104/Q05639)

ウサギポリクローナル抗体（WbおよびElisa用）

商品番号: CM0000231



前書き

ヒトeEF1A (EEF1A1/EEF1A2, Swiss-Prot

P68104/Q05639)

のリジン55のジメチル化を認識するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。翻訳伸長因子の研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DiMethyl-eEF1A-K55 Rabbit pAb
GeneID (ヒト)	1915/1917
免疫原	ヒトeEF1A (NP_001393.1) のK55周辺の合成ジメチル化ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	メチル化抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P68104/Q05639
配送	保冷バッグ