


ジメチル化ヒストンH3-K14

ウサギPab（Q16695/P68431）Wb、If/Icc、Elisa用

商品番号: CM0000279



前書き

ヒトヒストンH3（Q16695/P68431）のジメチル化リジン14に特異的なウサギポリクローナル抗体です。WB、IF/ICC、ELISAへの使用に適しており、ヒト、マウス、ラット、その他の種と交差反応します（予測）。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ジメチル化ヒストンH3-K14 ウサギpAb
別名	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; DiMethyl-Histone H3-K14
種	ヒト
GeneID（ヒト）	H3
GeneID	8290/8350
免疫原	合成ペプチド：ヒトヒストンH3（NP_003520.1）のK14周辺のジメチル化合成ペプチド。
起源	ウサギ
カテゴリー	メチル化抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、その他（広範囲で予測）
SWISS	Q16695/P68431
タンパク質分子量	15 kDa
配送	保冷剤