


エピジェネティクス研究およびChip用 Dimethyl-Histone H3-K27 ウサギポリクローナル抗体 (Q16695/P68431)

商品番号: CM0000339



前書き

ヒストンH3のリジン27のジメチル化修飾（H3K27me2）を特異的に認識するウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットにおけるWB、IHC、IF、ELISA、ChIP、ChIP-seqに適しています。エピジェネティクス研究およびクロマチン動態研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DiMethyl-Histone H3-K27 ウサギ pAb
備考/別名	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; DiMethyl-Histone H3-K27
種	ヒト
GeneID (ヒト)	H3
GeneID	8290/8350
免疫原	合成ペプチド：ヒトヒストンH3（NP_003520.1）のアミノ酸1-100に対応する配列に基づく合成ペプチド。
宿主	ウサギ
カテゴリー	メチル化抗体
適用方法	WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP, ChIP-seq
交差性	ヒト、マウス、ラット、その他（広範囲な交差性が予測されます）
SWISS	Q16695/P68431
タンパク質分子量	15 kDa
発送方法	保冷バッグ