


ジメチル化ヒストンH3-K36 (Q16695 / P68431)

ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Chip-Seq用）

商品番号: CM0000324



前書き

ヒトヒストンH3 (Q16695/P68431) のリジン36ジメチル化を認識する特異的なウサギポリクローナル抗体です。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA、ChIP、ChIP-seqのアプリケーションで検証済みです。ヒト、マウス、ラットをはじめ多くの種で広く交差反応性を示しています。エピゲノム研究やクロマチン生物学研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ジメチル化ヒストンH3-K36 ウサギpAb
別名	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3Cl6; HIST3H3; DiMethyl-Histone H3-K36
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	H3
遺伝子ID	8290/8350
免疫原	合成ペプチド：ヒトヒストンH3 (NP_003520.1) のK36周辺領域のジメチル化合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	メチル化抗体
応用用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP, ChIP-seq
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、その他（広範囲で予測）
SWISSプロット	Q16695/P68431
タンパク質分子量	15 kDa
発送方法	保冷剤