


ジメチル化ヒストンH3-K36 ウサギモノクローナル抗体 (Q16695/P68431)

Wb、Ihc、Ip、Elisa用

商品番号: CM0000237



前書き

ヒトヒストンH3のジメチル化Lys36を標的とする高特異性ウサギモノクローナル抗体です (SWISS: Q16695/P68431)。WB、DB、IHC-P、IF/ICC、IP、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットをはじめ広範な種での交差反応性が予測されており、エピゲノム研究やクロマチン研究に最適です。

詳細を学ぶ

パラメータ	値
製品名	ジメチル化ヒストンH3-K36 ウサギmAb
備考/別名	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; DiMethyl-Histone H3-K36
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8290/8350
GeneID	8290/8350
免疫原	合成ペプチド：ヒトヒストンH3 (NP_003520.1) のK36周辺のジメチル化合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	メチル化抗体
用途	WB, DB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、その他（広範囲で予測）
SWISS	Q16695/P68431
タンパク質分子量	15 kDa
輸送方法	保冷剤