

エピゲノム研究・Chip・Wb用 ジメチル化ヒストンH3-K4 (Q16695/P68431) ウサギモノクローナル抗体

商品番号: CM0000378



前書き

ヒトヒストンH3 (SWISS Q16695/P68431)
を標的とするジメチル化H3-
K4ウサギモノクローナル抗体です。WB、ドットブロット(DB)、IHC-
P、IF/ICC、IP、ELISA、ChIP、ChIP-
seq、CUT&Tagでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラットをはじめ他の種とも交差反応性があり、エピゲノム研究やクロマチン研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ジメチル化ヒストンH3-K4 ウサギmAb
別名	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; DiMethyl-Histone H3-K4
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	8290/8350
GeneID	8290/8350
免疫原	合成ペプチド ヒトヒストンH3 (NP_003520.1) のK4周辺のジメチル化合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	メチル化抗体
適用アッセイ	WB, DB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP, ChIP-seq, CUT&Tag
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、その他（広範囲で予測）
SWISS	Q16695/P68431
タンパク質分子量	15 kDa
発送方法	保冷剤