


Dimethyl-Histone H3-K4 ウサギポリクローナル抗体 (Q16695/P68431) For Wb, Chip, Chip-Seq, Ihc-P

商品番号: CM0000401



前書き

ジメチル化ヒストンH3リジン4 (H3K4me2) を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA、ChIP、ChIP-seqで検証済み。ヒト、マウス、ラット、その他種と交差反応性あり。エピジェネティクスおよびクロマチン研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DiMethyl-Histone H3-K4 ウサギ pAb
備考/別名	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; DiMethyl-Histone H3-K4
種	ヒト
GeneID (ヒト)	H3
GeneID	8290/8350
免疫原	合成ペプチド (ヒトヒストンH3 (NP_003520.1) のアミノ酸1-100に対応する配列の合成ペプチド)
由来	ウサギ
カテゴリー	メチル化抗体
適用	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP, ChIP-seq
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、その他 (広範囲予測)
SWISS	Q16695/P68431
タンパク質分子量	15 kDa
発送	保冷バッグ