


Dimethyl-Histone H3 (K79) ウサギポリクローナル抗体 (Q16695/P68431) For Wb, Elisa, Chip

商品番号: CM0000253



前書き

DiMethyl-Histone H3-K79 ウサギ pAb

は、ウェスタンブロット、ELISA、および ChIP で検証済みです。ヒト、マウス、ラットの

H3K79me2

を認識します。エピジェネティクス研究および IVD アッセイ開発に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DiMethyl-Histone H3-K79 ウサギ pAb
備考/別名	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; DiMethyl-Histone H3-K79
種	ヒト
GeneID (ヒト)	H3
GeneID	8290/8350
免疫原	合成ペプチド (ヒトヒストンH3 (NP_003520.1) のK79周辺の合成ジメチル化ペプチド)
由来	ウサギ
カテゴリー	メチル化抗体
適用	WB, ELISA, ChIP
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、その他 (広範囲が予測されます)
SWISS	Q16695/P68431
タンパク質分子量	15 kDa
発送	保冷バッグ