


ジメチル化ヒストンH3-K79 ウサギポリクローナル抗体 (Q16695/P68431) – Wb、Ihc-P、Chip-Seqに適合

商品番号: CM0000393



前書き

リジン79位のジメチル化ヒストンH3 (H3K79me2) に特異的なウサギポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットのH3を認識します。WB、IHC-P、IF、IP、ELISA、ChIP、ChIP-seqに適しており、エピゲノム研究やクロマチン研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ジメチル化ヒストンH3-K79 ウサギpAb
備考／別名	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; DiMethyl-Histone H3-K79
種	ヒト
GeneID (ヒト)	H3C1, H3C2, H3C3, H3C4, H3C6, H3C7, H3C8, H3C10, H3C11, H3C12, H3-4
GeneID	8290, 8350
免疫原	ヒトヒストンH3 (NP_003520.1) のK79周辺のジメチル化合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	メチル化抗体
応用用途	WB、IHC-P、IF/ICC、IP、ELISA、ChIP、ChIP-seq
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、その他 (広範囲で予測)
SWISS	Q16695/P68431
タンパク質分子量	15 kDa
輸送方法	保冷剤梱包