

エピジェネティクス研究用 Dimethyl-Histone H3-K9
ウサギポリクローナル抗体 (Q16695/P68431) | Wb、Chip、If/Icc
商品番号: CM0000390



前書き

DiMethyl-Histone H3-K9 ウサギポリクローナル抗体 (Q16695/P68431)

は、WB、ChIP、IF/ICCなどで検証済みです。ヒト、マウス、ラットなどに反応します。エピジェネティクスおよびクロマチン研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DiMethyl-Histone H3-K9 ウサギ pAb
備考/別名	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; DiMethyl-Histone H3-K9
種	ヒト
GeneID (ヒト)	H3
GeneID	8290/8350
免疫原	合成ペプチド：ヒトヒストンH3 (NP_003520.1) のアミノ酸1-100に対応する配列の合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	メチル化抗体
適用	WB、DB、IHC-P、IF/ICC、ELISA、ChIP、ChIP-seq
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、その他（広範囲予測）
SWISS	Q16695/P68431
タンパク質分子量	15 kDa
発送	保冷バッグ