


Dimethyl-Histone H4-K20 (P62805) ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用）

商品番号: CM0000292



前書き

DiMethyl-Histone H4-K20 (P62805)

ウサギモノクローナル抗体は、WB、DB、IHC-P、IF/ICC、ELISAについて検証済みです。ヒストンH4のジメチル化リシン20を標的とします。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。エピジェネティクスおよびクロマチン研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DiMethyl-Histone H4-K20 Rabbit mAb
備考/別名	H4; H4/n; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4F2; H4FN; FO108; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C15; H4C16; HIST2H4; HIST2H4A; DiMethyl-Histone H4-K20
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8359/8370
GeneID	8359
免疫原	合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	メチル化抗体
アプリケーション	WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、その他（広範囲な反応が予測されます）
SWISS	P62805
タンパク質分子量	11 kDa
配送	アイスバッグ