


Dimethyl-Histone H4-K20 ウサギモノクローナル抗体 (P62805) – エピジェネティクス研究においてWb、Db、Ihc-P、Elisaで検証済み

商品番号: CM0000321



前書き

ヒストンH4 (P62805)

のジメチル化リジン20を特異的に検出します。ヒト、マウス、ラットに対する交差反応性と、広範囲の種での反応性が予測され、WB、DB、IHC-P、ELISAに最適です。クロマチン生物学およびエピジェネティックIVD用途に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DiMethyl-Histone H4-K20 ウサギmAb
備考/別名	H4; H4/n; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4F2; H4FN; FO108; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C15; H4C16; HIST2H4; HIST2H4A; DiMethyl-Histone H4-K20
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8359/8370
GeneID	8359
免疫原	ヒトヒストンH4 (NP_003539.1) のK20周辺の合成ジメチル化ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	メチル化抗体
アプリケーション	WB, DB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、その他（広範囲の反応性が予測）
SWISS	P62805
タンパク質分子量	11kDa
配送	アイスバッグ