


Dimethyl-Histone H4-K20 Rabbit Pab (P62805) For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa

商品番号: CM0000381



前書き

ヒストンH4のリシン20（H4K20me2）のジメチル化を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットおよび広範囲の種と交差反応します。約11 kDaのバンドを検出します。液体で供給され、氷袋で出荷されます。エピジェネティクスおよびクロマチン研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DiMethyl-Histone H4-K20 Rabbit pAb
備考/別名	H4; H4/n; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4F2; H4FN; FO108; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C15; H4C16; HIST2H4; HIST2H4A; DiMethyl-Histone H4-K20
種	ヒト
GeneID (ヒト)	H4
GeneID	8359
免疫原	合成ペプチド：ヒトヒストンH4（NP_003529.1）のK20周辺のジメチル化合成ペプチド。
供給源	ウサギ
カテゴリー	メチル化抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、その他（広範囲に予測）
SWISS	P62805
タンパク質分子量	11kDa
出荷	氷袋