

Disc1 ウサギモノクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - Q9Nri5

商品番号: CM0005798



前書き

ヒトDISC1を標的とする高品質ウサギモノクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAに適しています。マウスおよびラットと交差反応します。神経新生、脳発生、統合失調症研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DISC1 ウサギモノクローナル抗体
別名	SCZD9; C1orf136; DISC1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	27185
GeneID	27185
免疫原	`合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NRI5
タンパク質分子量	94kDa
発送方法	保冷剤