

Dlat ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Ihc-P、Elisa対応） - Q8Bmf4

商品番号: CM0025726

前書き

DLATはマウスのジヒドロリポアミドアセチルトランスフェラーゼ（PDC-E2）を標的とするウサギポリクローナル抗体です。WB、IF/ICC、IHC-P、ELISAでの検証が完了しており、ヒト、マウス、ラットと反応します。代謝研究にご利用いただけます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DLAT Rabbit pAb
別名	DLTA; PDC-E2; 6332404G05Rik
種	マウス
遺伝子ID（ヒト）	1737
遺伝子ID	235339
免疫原	マウスDLAT（NP_663589.3）のアミノ酸86～305番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8BMF4
タンパク質分子量	68 kDa
発送方法	氷袋梱包