

Wb、If/Icc、Elisa用 Dlgap5 ウサギポリクローナル抗体 - Q15398

商品番号: CM0020862



前書き

ウエスタンブロット、IF/ICC、ELISA用途で検証済みの高品質なDLGAP5ウサギポリクローナル抗体。細胞周期調節因子および潜在的ながんバイオマーカーであるヒトDLGAP5（DLG7/HURP）を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DLGAP5 ウサギポリクローナル抗体
備考／別名	DLG7; HURP; DLGAP5
種	ヒト
GeneID（ヒト）	9787
GeneID	9787
免疫原	ヒトDLGAP5（NP_055565.3）の547～846アミノ酸に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q15398
タンパク質分子量	95 kDa
配送	保冷バッグ