

Dmgdh Rabbit Mab For Wb, If-P, Elisa - Q9Ui17

商品番号: CM0007563



前書き

DMGDH Rabbit

mAbは、ヒト、マウス、ラットとの交差反応性を持ち、WB、IF-P、ELISAで検証されたモノクローナル抗体です。グリシン代謝におけるミトコンドリアジメチルグリシン脱水素酵素の機能研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DMGDH Rabbit mAb
備考/別名	DMGDHD; ME2GLYDH
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	29958
遺伝子ID	29958
免疫原	組換えタンパク質 ヒトDMGDH (NP_037523.2) のアミノ酸472-866に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UI17
タンパク質分子量	45KD/97kDa
配送	アイスバッグ