

Dmp1 ウサギモノクローナル抗体 Wb, If/Icc, Elisa用途 - Q13316

商品番号: CM0005574

前書き

Anti-DMP1

ウサギモノクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。骨および歯の石灰化に関与するヒト象牙質マトリックス酸性ホスホタンパク質1（DMP1、56kDa）を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DMP1 ウサギmAb
別名	ARHP; ARHR; DMP-1
反応種	ヒト
遺伝子ID	1758
免疫原	ヒトDMP1（NP_004398.1）のアミノ酸413-513領域内の配列に対応する合成ペプチド。
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q13316
タンパク質分子量	56kDa
発送方法	保冷剤