

Dnaja4 ウサギモノクローナル抗体（Wb, Ip, Elisa対応） - Q8Ww22

商品番号: CM0003573

前書き

マウスおよびラットとの交差反応性を持ち、WB、IP、ELISAで検証されたDNAJA4
ウサギモノクローナル抗体。膜局在性シャペロン活性、選択的スプライシング、および亜鉛フィンガータンパク質の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DNAJA4 ウサギ mAb
備考/別名	MST104, MSTP104, PRO1472, DNAJA4
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	55466
遺伝子ID	55466
免疫原	ヒト DNAJA4 (NP_057538.1) のアミノ酸300-397に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IP, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	Q8WW22
タンパク質分子量	45kDa
配送	アイスバッグ