


Dnajc17 ウサギポリクローナル抗体 - Q9Nvm6

商品番号: CM0024237



前書き

ヒトDNAJC17を標的とするウサギポリクローナル抗体。
。WB、IHC-

P、ELISAに適しています。マウスおよびラットと交差反応します。約35

kDaのタンパク質を認識します。PAX8媒介性転写調節およびシャペロン関連研究の調査に役立ちます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DNAJC17 ウサギポリクローナル抗体
備考/別名	DNAJC17
種	ヒト
GeneID (ヒト)	55192
GeneID	55192
免疫原	ヒトDNAJC17 (NP_060633.1) のアミノ酸1-304に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NVM6
タンパク質分子量	35kDa
配送	アイスバッグ