

Dnmt1 ウサギPab（Wb、If/Icc、Ip、Elisa用） - P26358

商品番号: CM0028888



前書き

DNMT1

ウサギpAbは、ヒトDNMT1を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、IP、ELISAでの使用が検証済みです。DNAメチル化、エピゲノム遺伝、がん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DNMT1 ウサギpAb
別名	AIM; DNMT; MCMT; CXXC9; HSN1E; ADCADN; m.HsaI; DNMT1
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1786
遺伝子ID	1786
免疫原	組換えタンパク質 DNMT1 (NP_001370.1) のアミノ酸760-1109番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、IP、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P26358
タンパク質分子量	183kDa
輸送方法	保冷剤