


Dnmt3A ウサギ Pab（Wb、Ip、Elisa用） - Q9Y6K1

商品番号: CM0021398



前書き

DNMT3Aを標的とする高親和性ウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、免疫沈降、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのDNMT3Aを検出します。de novo DNAメチル化およびエピジェネティクス研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DNMT3A ウサギ pAb
備考 / 別名	TBR5; HESJAS; DNMT3A2; M.HsaIIIa; DNMT3A
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1788
遺伝子ID	1788
免疫原	組換えタンパク質 ヒトDNMT3A (NP_072046.2) のアミノ酸1-132に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y6K1
タンパク質分子量	102kDa
輸送	保冷バッグ