


ドーパミントランスポーター/Dat ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa対応） - Q01959

商品番号: CM0005396



前書き

ヒトドーパミントランスポーター(DAT)を標的とするウサギモノクローナル抗体で、WB、IHC-P、ELISAに対応しています。マウスおよびラットと交差反応します。ドーパミン作動性シグナル伝達や神経変性の研究に最適です。SWISS: Q01959。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ドーパミントランスポーター/DAT ウサギmAb
備考/別名	DAT; DAT1; PKDYS; PKDYS1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6531
GeneID	6531
免疫原	合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
応用用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q01959
タンパク質分子量	68kDa
発送方法	氷袋