

Wb、Elisa用Dpp3ウサギポリクローナル抗体 - Q9Ny33

商品番号: CM0030392



前書き

WBおよびELISAでバリデーションされたDPP3ウサギポリクローナル抗体。アンジオテンシンやエンケファリンなどの生物活性ペプチドを切断する細胞質亜鉛メタロプロテアーゼである、ヒト、マウス、ラットのDPP3を検出します。IVDアッセイ開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DPP3 Rabbit pAb
備考/別名	DPPIII; DPP3
種	ヒト
遺伝子ID	10072
免疫原	ヒトDPP3 (NP_569710.2) のアミノ酸1-280に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NY33
タンパク質分子量	83kDa
配送	氷袋