


Drd2 ウサギポリクローナル抗体（Wb・Elisa用） - P14416

商品番号: CM0016640



前書き

ヒトドーパミンD2受容体（DRD2）を標的とするウサギポリクローナル抗体です。ウェスタンブロットおよびELISAでの使用が検証済みで、マウスおよびラットと交差反応します。約51

kDaのバンドを検出し、神経科学やGPCRシグナル伝達研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DRD2 Rabbit pAb
別名	D2R; D2DR; DRD2
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	1813
免疫原	合成ペプチド ヒトDRD2（NP_000786.1）のアミノ酸1〜100番以内の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P14416
タンパク質分子量	51kDa
発送方法	氷袋梱包