


WbおよびElisa用Dusp12ポリクローナル抗体（ウサギ） - Q9Uni6

商品番号: CM0017271



前書き

ヒトおよびマウスサンプルにおけるWBおよびELISA用として検証済みのDUSP12ウサギポリクローナル抗体。チロシン残基およびセリン/スレオニン残基の脱リン酸化に参与する二重特異性ホスファターゼ12（38 kDa）を検出します。研究用途専用。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DUSP12 ウサギpAb
備考/別名	YVH1; DUSP1; DUSP12
生物種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	11266
遺伝子ID	11266
免疫原	ヒトDUSP12のアミノ酸130～270（NP_009171.1）に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9UNI6
タンパク質分子量	38kDa
発送	保冷バッグ